

Terça-feira, 18 de Fevereiro de 2014 - Atualizado em 23/01/2017 16:43

STIPER - Uso do Stiper nos Pontos Fonte

Recomendar 0

Compartilhar 0

0

Fabian Yoshizumi

José Mario Zanluqui

Monografia apresentada para obtenção do título de especialista em acupuntura, CETN São Paulo - 2013.

1- INTRODUÇÃO

Nosso organismo é regido por pontos e meridianos energéticos responsáveis pelo perfeito funcionamento, segundo a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) quando estes deixam de fluir por qualquer motivo, ocorre um desequilíbrio de Yin e Yang e o corpo se manifesta nos mais variados sintomas seja em forma de dor, doenças ou outras patologias. O uso das pastilhas de Stiper trará o equilíbrio perfeito ordenando as ondas e frequências do universo, devolvendo harmonicamente e gradualmente o fluxo de energia nos meridianos. Os Pontos Fonte (Yuan) são de grande importância no tratamento, pois diferenciam dos demais pontos por conter uma grande energia que é o Qi original ou Yuan Qi.

2 - ESTUDO DE CASO

S. O. M., 66 anos, secretária, divorciada.

Dores em joelhos, lombar e ombro esquerdo crônico (cinco anos), com piora a noite em repouso. Apresenta edema de membros inferiores e mãos. Relata cansaço e urina escura quando pior dor, boca seca. Dorme bem, equilíbrio emocional. Hipotireoidismo, dois cesárias, retirada do útero há 23 anos. Medicação: synthoid 150 mcg , artrolive.

- Língua: sem saburra, fissuras irregulares no geral e marcas de dentes nas laterais.

- Pulso: vazio no rim
- Estagnação do Qi, umidade, def. Qi
- Def. yin do rim: dores nos joelhos, lombar e ombro com piora a noite , urina escura
- Def. yang do rim: edema dos membros inferiores e mãos
- Estagnação do Fígado: dor articular
- Def. do baço/pâncreas: obesidade, marcas de dentes na língua e cansaço.
- Agua deficiente não gerando madeira. Terra deficiente.

2.1 - Objetivos do tratamento: mover o Qi, drenar umidade, tonificar o Qi , mover o Qi do fígado, tonificar o yin e yang do rim e tonificar o Qi do baço/pâncreas.

2.2 - Tratamento: Serão realizados 10 sessões , 1 vez por semana com o Stiper, diretamente nos pontos fontes;

- R3 tonificar yin e yang do rim;
- F3 move o Qi e o Qi do fígado;
- BP3 tonifica o Qi do Baço e o Qi geral, drena umidade.
- TA4 transporta o Qi original (Yuan Qi) do portão da vida (Ming Men) para os 12 meridianos até chegar aos pontos fontes.

3 - Conclusão

O tratamento da paciente foi realizado em 10 sessões semanais. Observamos que a dor teve uma melhora satisfatória, mas sua grande melhora foi em relação ao edema presente em membros superiores e inferiores onde os sintomas praticamente desapareceram, dormindo melhor sem acordar pela dor noturna e no final do tratamento sua língua não apresentava marcas de dentes nas laterais.

Acreditamos que oferecemos mais uma opção de tratamento além de outras que a acupuntura nos trás. Essa técnica é simples, porém apresenta um custo maior, já que o custo da pastilha de silício é maior que as agulhas. Orientamos a paciente a continuar o

tratamento, já que possui dores crônicas, constituição física e idade desfavorável aos sintomas.

Adaptado por Brena deO. Benjamin Montanha